



TEST RÁPIDOS

Estrategia estado inmunológico mediante serología

- Permite retener los anticuerpos del paciente por unión a las proteínas del virus depositadas en el soporte, produciendo una coloración visible que suele ser producida por oro coloidal.
- Dicha banda se asocia, pues, a la presencia de anticuerpos específicos y algunos tests (pero no todos) permiten distinguir si se trata de IgM o IgG.
- Detectan sólo antígenos del virus y no de otros asociados a otras infecciones o patologías.
- La prueba se lleva a cabo en unos 15-20 minutos. Toma de muestra de una gota de sangre por personal sanitario siguiendo el protocolo específico de actuación y en un servicio médico acreditado, lo que permite la toma de decisiones inmediatas al analista.
- Puede tener una baja sensibilidad y ello puede dar por negativos a pacientes que no lo son (falsos negativos).

[Ver tabla](#)

